

LED- ja infrapunavalgusteraapia müts – kasutusjuhend

Täname, et valisite VICONOR LED- ja infrapunavalgusteraapia mütsi. Palun lugege käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi enne seadme kasutamist ning hoidke see alles edaspidiseks.

Pakendi sisu

- LED- ja infrapunavalgusteraapia müts
- Kontroller
- Toiteadapter
- USB-kaabel
- Kasutusjuhend

LED- ja infrapunavalgusteraapia tutvustus

LED- ja infrapunavalgusteraapia on laialdaselt kasutusel füsioteraapias ja heaoluhooolduses. Punane ja infrapunavalgus võib aidata toetada peanaha hooldust, lõõgastust ning juuksefolliikulite aktiivsust, parandades vereringet ja kudede ainevahetust.

Kasutusviisid

Seadet saab kasutada kodus, tööl või puhkehetkel. Müts on kerge ja mugav kanda ning võimaldab teraapiat kasutada igapäevaste tegevuste ajal.

Ohutusjuhised

- Hoidke seade lastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas.
- Ärge kasutage seadet raseduse ajal ega alla 13-aastastel lastel.
- Ärge kasutage kahjustatud seadmega.
- Ärge kasutage seadet märgades tingimustes.
- Ärge vaadake otse LED-tulesse pikaajaliselt.

Intensiivsuse valikud

Tase	Võimsus	Tule olek	Energia
1	4 W	Pidev	25%
2	8 W	Pidev	50%
3	12 W	Pidev	75%
4	16 W	Pidev	100%
5	8 W	Vilkuv (impulss)	

Kasutamine

1. Ühendage müts kontrolloriga ja toiteallikaga.
2. Asetage müts pähe.
3. Vajutage toitenuppu ja valige sobiv intensiivsus.
4. Soovitatav kasutusaeg on 20–30 minutit korraga.

Puhastamine ja hooldus

Puhastage mütsi kuiva või kergelt niiske lapiga. Ärge kasutage keemilisi puhastusvahendeid ega kastke seadet vette.

Tehnilised andmed

Toote nimetus	LED■ ja infrapunavalgusteraapia müts
LED■id	660 nm punane + 850 nm infrapuna
LED■ide arv	176
Võimsus	30 W
Tööaeg	kuni 30 minutit seansi kohta
Toide	12 V

Vastutusest loobumine

Seade ei ole meditsiiniseade. Kasutus toimub kasutaja vastutusel. Terviseprobleemide korral konsulteerige enne kasutamist spetsialistiga.