

Vibreeriv massaažikamm – kasutusjuhend

Palun lugege käesolev juhend hoolikalt läbi enne seadme kasutamist ja hoidke see edaspidiseks alles.

Toote kirjeldus

Vibreeriv massaažikamm on kaasaegne peanaha hooldusseade, mis ühendab vibratsioonmassaaži, EMS-mikrovoolu,ioonfunktsiooni ning infrapuna- ja LED-valgusteraapia. Seade aitab juuksehooldustooted tõhusamalt peanahka viia ning pakub lõõgastavat massaaži.

Toote osad

1. Kinnitusrõngas / konks 2. Vibratsiooni nupp 3. Toitenupp 4. EMS-funktsiooni nupp 5. Kammi piid 6. Vedeliku väljalaske piid 7. USB-laadimispesa 8. Taimede kasvulamp (3 tk) 9. Sisseehitatud LED-lambid (3 tk)

Tehnilised andmed

Toote nimetus	Vibreeriv massaažikamm
Aku mahutavus	600 mAh
Laadimispinge	DC 5V / 1A
Laadimisaeg	≤ 3,5 tundi
Vibratsioonisagedus	7500 p/min
Võimsus	≤ 0,75 W
Mahuti maht	10 ml
Kaal	141,6 g
Mõõdud	Ø 85 × 43,8 mm

Kasutusjuhend

1. Keerake kinnitusrõngast vastupäeva ja eemaldage see. Lisage hooldustoodet mahutisse (maksimaalselt 10 ml) ning sulgege rõngas tihedalt. 2. Vajutage toitenuppu 3 sekundit seadme sisselülitamiseks. 3. Vaikimisi aktiveeruvadioonfunktsioon, 1. vibratsioonirežiim ning infrapuna- ja LED-tuled. 4. Vajutage vibratsiooni nuppu vibratsioonitaseme muutmiseks (3 režiimi). 5. Vajutage EMS-nuppu voolutugevuse reguleerimiseks (3 taset). 6. Kammige peanahka eest taha või ülevalt alla aeglase liigutustega.

Puhastamine ja hooldus

Pärast kasutamist loputage kammi piid puhta veega, kuivatage pehme lapiga ning asetage seade kuivama. Ärge jätke hooldustoodet mahutisse pikaks ajaks.

Ohutusjuhised

- Ärge võtke seadet ise lahti.
- Ärge kasutage kõrge happelisuse või leeliselisusega vedelikke.
- Hoida lastele kättesaamatus kohas.
- Ärge kasutage kahjustatud nahal või terviseprobleemide korral.
- Sulgege laadimispesa pärast laadimist, et vältida niiskuskahjustusi.

Garantii

Tootel on 1-aastane garantii alates ostukuupäevast. Garantii ei kata kahjustusi, mis on tekkinud vale kasutamise, lahtivõtmise või ebasobivate vedelike kasutamise tõttu.